「アルドステロン/レニン活性比」 新規受託項目のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、新たな検査項目の受託開始について、下記の通りご案内いたします。

当社におきましては皆様のご要望に幅広くお応えすべく研鑚を重ねてまいりますので、今後とも引き続きお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

新規受託項目

● 4494 アルドステロン/レニン活性比

新規項目内容一覧

項目 コード	検査項目名	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要日数	実施料 判断料	検査方法	基準値 (単位)	備考
4494	アルドステロン/ レニン活性比	血漿 1.2mL	[15]内分泌学 用容器 ↓ [02]汎用容器	凍結 (14日)	4~6日	125 + 100 ※5	アルドステロン : CLEIA レニン活性 : EIA	裏面参照	下記参照

※5:生化学的検査(Ⅱ)判断料

・基準値は、日本内分泌学会の「原発性アルドステロン症診療ガイドライン 2021」によるカットオフ値です。

【関連項目情報】

・日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン 2019」に準拠したカットオフ値(アルドステロン/レニン活性比200以下)をご利用される場合は、「3335:アルドステロン/レニン活性比」をご依頼ください。

受託開始日

● 令和 4 年 1 月 11 日(火)



●アルドステロン/レニン活性比

「原発性アルドステロン症診療ガイドライン 2021」の演算法・カットオフ値に対応した項目です。

二次性高血圧の主な原因とされる原発性アルドステロン症(primary aldosteronism: PA)は、高血圧において約5%を占めることが報告されています。

日本内分泌学会「原発性アルドステロン症診療ガイドライン2021」ではPAのスクリーニング検査としてCLEIA法による血漿アルドステロン濃度(PAC)および、血漿アルドステロン濃度(PAC)と血漿レニン活性(PRA)または活性型レニン濃度(ARC)との比(ARR)が指標とされています。

▼検査要項

検	查項	頁目	名	アルドステロン/レニン活性比
検	1	本	量	血漿 1.2mL
容			器	[15番] 内分泌学用容器→[02番]汎用容器
保	存	方	法	必ず凍結保存してください。
所	要	日	数	4~6日
検	査	方	法	アルドステロン: CLEIA、レニン活性: EIA
基	绉		値	下記参照
報 (告単	範 位		アルドステロン:4.0未満、4.0~99900000(pg/mL) レニン活性:0.2未満、0.2~99900000(ng/mL/hr) アルドステロン/レニン活性:~99900000
桁			数	アルドステロン: 有効3桁、整数8桁、小数1桁 レニン活性: 有効3桁、整数8桁、小数1桁 アルドステロン/レニン活性比: 有効3桁、整数8桁、小数0桁
検	査豸	実施	料	125点+100点 (「D008」内分泌学的検査「14」+「D008」内分泌学的検査「7」)
判	迷	折	料	144点(生化学的検査(Ⅱ)判断料)
備			考	基準値は、日本内分泌学会の「原発性アルドステロン症診療ガイドライン2021」 によるカットオフ値です。

[4494]アルドステロン/レニン活性比の留意事項

・ 採血条件は早朝空腹時の安静臥位後が望ましいが、スクリーニングでは随時座位で行って良い、とされています。

[4494]アルドステロン/レニン活性比 基準値

アルドステロン(pg/mL)	4.0~82.1		
レニン活性(ng/mL/hr)	臥位 0.2~2.3 座位 0.2~3.9 立位 0.2~4.1		
アルドステロン/レニン活性比	100未満		

- ※ 陽性判定は、活性比≥200かつ血漿アルドステロン濃度≥60 pg/mLです。ただし、「ARR境界域」の活性比100~200未満かつ血漿アルドステロン濃度≥60 pg/mLの場合には、暫定的に陽性とされます。
- ※ 暫定的に陽性の場合、患者ニーズと臨床所見、特に低カリウム血症や副腎腫瘍の有無、年齢などを 考慮して、機能確認検査実施の要否を個別に検討する、とされています。

●参考文献

佐藤 文俊,他:医学と薬学 76(12):1819~1826,2019.(検査方法参考文献)

宇津 貴央,他:医学と薬学 73(3):311~321,2016.(検査方法参考文献)

日本内分泌学会:日本内分泌学会雑誌 97(Suppl):16~21, 2021. (臨床的意義参考文献)