

「アルドステロン(尿)」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、RIA法試薬にて検査を行っている下記項目につきまして、CLEIA法に変更させていただきます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目

- 559 アルドステロン(尿)


変更期日

- 令和2年3月2日(月)受付日分より

変更内容

変更内容	新	旧
検査方法	CLEIA	RIA(チューブ固相法)
検体量	蓄尿2.0mL [※] 〔提出容器:28番〕	同左
保存方法	凍結	同左
基準値	10 µg/day 以下	同左
報告下限	-	-
報告上限	-	-
報告桁数	小数1位、有効3桁	同左
所要日数	4~6日	同左
検査実施料/判断料	128点/生化学的検査(Ⅱ)判断料	同左
備考	※:トルエン1~2mLを加え、冷所に蓄尿し、よく混和し所定量をご提出下さい。	

新旧二法の相関



(LSI メディエンス検討データ)