

容器の添加剤のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、この度下記の検査に使用する容器につきまして添加剤をご案内させていただきま
す。当社におきましては皆様のご要望に幅広くお応えすべく研鑽を重ねてまい
りますので、今後とも引き続きお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

対象容器

容器番号	容器名	添加剤	案内書掲載頁
01	汎用容器(分離剤入り)	凝固促進剤	P.116
34	便中ヘモグロビン採便管	アジ化ナトリウム	P.119
43	輸送培地(シードスワブ)	キャリアブレア(1号) 変法アミーズ(2号・3号)	P.120
58	血液培養ボトル	精製水 消化ブロス 酵母エキス アミノ酸 他	P.120
63	イオン化カルシウム用容器	凝固促進剤	P.121
66	ウイルス遺伝子検査用容器	凝固促進剤	P.121
69	シードチューブ HP (ヘリコバクターピロリ培養用)	チオグリコール酸 他	P.121
142	プレザーブサイト液	メタノール含有	P.125