

「オートタキシン」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、下記項目につきまして検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目

項目コード	検査項目
3896	オートタキシン

※変更内容については裏面をご確認ください。

変更期日

- 令和5年7月13日(木)受付日分より

●オートタキシン

測定機器と測定試薬を変更いたします。そのため、検査方法が変更となります。

▼現法と新法の比較

変更内容	新	現
項目コード	3896	同左
検査項目名称	オートタキシン	同左
検査方法	CLEIA	FEIA
基準値(単位)	血清 男性:肝線維化 0.910, 肝硬変 1.69 (mg/L) 女性:肝線維化 1.27, 肝硬変 2.12 (mg/L) (カットオフ値)	同左
単位	mg/L	同左
報告範囲	0.100未満、0.100~99900000 (mg/L)	同左
報告桁数	有効3桁、整数8桁、小数3桁	同左
参考文献	測定法:宇佐美 陽子, 他:医学検査68(1): 99~104, 2019. 臨床意義:池田 均, 他:SRL宝函39(1):4~ 11, 2018.	測定法:島本 怜史, 他:東ソ一研究・技術 報告61:99~103, 2017. 臨床意義:同左

エスアール検討データ

●相関図

オートタキシン

