

SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出定量 受託開始のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出定量を受託開始いたしますのでご案内いたします。今後も、弊社におきましては皆様のご要望に広くお応えすべく研鑽を重ねてまいります。引き続きお引き立てのほど宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

対象項目

●SARS-COV-2 抗原検出定量検査

項目コード	項目名称	検査容器	検体量・保存	基準値及び報告単位	検査方法	報告日数	点数	備考
4467	SARS-COV2 抗原 唾液	PCR唾液検査用 ストローキット	唾液 2.0 mL・冷蔵	0.67 pg/mL 未満	CLEIA法	1~3日	実施料:560点 判断料:144点 (免疫学的検査)	0.67~3.99 pg/mLの測定結果が得られた場合には判定保留となります。必要に応じて核酸検査法の結果も含めて総合的にSARS-CoV-2感染の判断を行って下さい。
4484	SARS-COV2 抗原 鼻咽頭	ウイルス輸送メディウムキット	鼻咽頭擦過物・冷蔵	1.00 pg/mL 未満				1.00~9.99 pg/mLの測定結果が得られた場合には判定保留となります。必要に応じて核酸検査法の結果も含めて総合的にSARS-CoV-2感染の判断を行って下さい。
4485	SARS-COV2 抗原 鼻腔	ウイルス輸送メディウムキット	鼻腔擦過物・冷蔵	1.00 pg/mL 未満				1.00~9.99 pg/mLの測定結果が得られた場合には判定保留となります。必要に応じて核酸検査法の結果も含めて総合的にSARS-CoV-2感染の判断を行って下さい。

午前の定期回収でお預かりした検体は、当日中にFAXにてご報告いたします。

上記以降に提出いただいた検体は、翌日のご報告となりますので、ご了承ください。

判定保留・陽性の場合には再検査のため、報告が遅れる場合がございます。

判定保留となった場合は、PCR検査の追加検査を行い、結果をご報告させていただきます。

検体提出の際は事前に弊社担当営業までご連絡ください。

検査開始日

令和4年2月1日（火）受付分より